

今までにない使用感! 手放せない心地よさ

ナーセント®**メディカル**シリーズ

# ナーセント®**Ex** ロール・ナーセント®**Ex** ワイド

## 取扱説明書

### ● 手入れの方法

#### 洗 浄

- ・洗濯機で洗う場合は、洗濯ネットに入れ、弱流で洗濯してください。
- ・脱水後、風通しのよい場所で陰干してください。
- ・乾燥機による乾燥も可能です。その際は、洗濯ネットに入れて下さい。





#### 消 毒


- ・熱湯消毒される場合は、100℃の熱湯で15分までの煮沸が可能です。
- ・塩素系漂白剤をご使用の際は、2%に希釈して漬け置きしてください。
- ・オートクレーブをご使用の場合は、132℃、15分間の設定まで可能です。

#### 保 管

- ・汚れを取り除いてから、よく乾燥させて保管してください。
- ・高温、多湿、直射日光の当たる場所では保管しないでください。(変形、変色の原因となります。)
- ・重量物を乗せた状態で保管しないでください。(へたりや変形の原因となります。)

### ● 仕 様

 <p><b>ナーセント®<b>Ex</b> ロール 200</b></p> <p>重量: 1800g ¥16,400 (税別)            JANコード: 4560232691330            TAISコード: 00149-000034</p>	 <p><b>ナーセント®<b>Ex</b> ロール 150</b></p> <p>重量: 1350g ¥13,400 (税別)            JANコード: 4560232691347            TAISコード: 00149-000035</p>
 <p><b>ナーセント®<b>Ex</b> ロール 100</b></p> <p>重量: 900g ¥9,400 (税別)            JANコード: 4560232691354            TAISコード: 00149-000036</p>	 <p><b>ナーセント®<b>Ex</b> ワイド</b></p> <p>重量: 1900g ¥15,800 (税別)            JANコード: 4560232691361            TAISコード: 00149-000037</p>



このたびは、ナーセント Ex をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
 この「取扱説明書」には、ナーセント Ex を正しく安全にお使いいただくための注意事項を記載しています。

- 正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずよくお読みください。
- 必要なときに読めるように大切に保管してください。
- 必ず専門家と相談の上、正しくご使用ください。
- 使用中に異常を感じたり不安を感じた場合には、使用を中止し専門家にご相談ください。

### アイ・ソネックス株式会社

本 社 / 〒702-8004 岡山県岡山市中区江並 100-7 TEL: 086-200-1550 FAX: 086-200-1553  
 関西営業所 / 〒651-1332 兵庫県神戸市北区唐櫃台 2-9-5 TEL: 078-385-4346  
 東京営業所 / 〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町 2 丁目 23-53 TEL: 03-3925-8251  
 中部営業所 / 〒930-0304 富山県中新川郡上市町森尻 477 TEL: 076-472-0932  
 ホームページ <http://www.nasent.net/>

品質向上のため、お断りなく仕様を変更することがありますのでご了承ください。

アイ・ソネックス株式会社

## ● 使用上の注意

身体に無理のかかる体位での使用はお止めください。

呼吸を妨げないように配慮して設置してください。

体位変換・良肢位保持・床ずれ防止以外の用途にはご使用にならないでください。

さまざまな大きさや形がありますので、体格や目的に合わせて適切に選択してください。

火気や鋭利なものは近づけないでください。破損の原因となります。

保管する場合には紫外線による劣化を防ぐため、直射日光の当たる場所は避けてください。

洗淨や保管をする場合は、取扱説明書や品質表示タグの説明に従ってください。

衣類やシーツにしわが寄らないように設置してください。

## ● ポジショニング場面

● 円背の方の背上げ姿勢

● 食事介助時の背上げ姿勢

骨盤の後傾を防止

● 側臥位

● 腹臥位

● 側臥位+上肢サポート

● 骨盤や下肢の除圧に配慮した側臥位

- (1) ベッド上での体位変換や良肢位保持を目的にご使用ください。体位変換後は必ず、背抜きや足抜きを行い、背中や下肢に生じたずれ力を解消してください。
- (2) もとの姿勢に戻す場合は、身体の下に差し込んだナーセント Ex を抜き取ってください。この際も、ずれ力を解消するために必ず背抜きや足抜きを行ってください。
- (3) 体位変換を行うときは、ナーセント Ex を敷き込む位置や深さを調整しながら、骨突出部などの接触圧を手などで確認し、圧迫が軽減されていることをご確認ください。

## ● 材質と特長


カバー・中材ともに丸洗い、乾燥機の使用が可能で、オートクレーブでは132°、15分間まで可能です。

① カバー

- ・材質：ポリエステル70% 綿30% (脱着不可)
- ・特長：①表が天然綿、裏がポリエステルで吸汗性や弾力性、伸縮性に富んでいます。

② 中材


- ・材質：ポリエステル繊維チップ
- ・特長：①流動性と形状保持性を備えている円柱型の特殊繊維チップです。簡単に形を作ることができますが、互いに絡み合い崩れにくいです。



体位変換に  
便利なハンドル付!


## ● 体位変換方法

### ナーセント Ex ロール200 の体位変換例




- ① ロールを首と肩の下に敷き、反対側を膝下に通します。
- ② 頭側と中央のハンドルを持って介護者側に向けて側臥位にします。
- ③ 背中や骨盤の角度が適切になるよう、ロールの位置を整えます。
- ④ 下肢をロールに乗せ両下肢が重ならないよう、骨盤幅に整えます。
- ⑤ 圧抜きをします。

### ナーセント Ex ロール100 とワイド の体位変換例



- ① ワイドを背中に敷き、膝下にロールを通します。
- ② 片膝を包むように両端のハンドルを持ちます。
- ③ ワイドのハンドルを持って、介護者側に向けて側臥位にします。
- ④ ワイドを折り曲げて背中に敷き込み、適切な背角度にします。
- ⑤ 下肢をロールに乗せ両下肢が重ならないよう、骨盤幅に整えます。

### ナーセント Ex ロール150 とワイド の体位変換例



- ① ワイドを腰から下に敷き、ロールを首と肩の下に通します。
- ② ワイドとロールのハンドルを持ちます。
- ③ 介護者側に向けて側臥位にします。
- ④ ワイドのハンドルを持ったまま、ロールを整え適切な背角度にします。
- ⑤ ワイドのハンドルを離し、両下肢が重ならないよう、骨盤幅に整えます。